

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcnn4 Per Wb, Elisa - O15554

Numero articolo: CM0024693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNN4 umano (KCa3.1/IKCa1), validato per WB e ELISA. Adatto per lo studio dei canali del potassio attivati dal calcio nella ricerca in immunologia, biologia vascolare e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNN4 Rabbit pAb
Note / Alias	IK; IK1; SK4; DHS2; KCA4; hSK4; IKCA1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3783
GeneID	3783
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15554
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio