


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Kcnq1 Per Wb E Elisa - P51787

Numero articolo: CM0023338



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit KCNQ1 convalidato per WB e ELISA in Uomo, Topo e Ratto. Bersaglia la subunità del canale del potassio Kv7.1 coinvolta nell'eccitabilità dei cardiomiociti e nel trasporto ionico. Ideale per la ricerca cardiaca e neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNQ1 Rabbit pAb
Annotazioni/Nomi alternativi	LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3784
ID gene	3784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-549 della KCNQ1 umana (NP_861463.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51787
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio