

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcnq2 Per Wb, Elisa - O43526

Numero articolo: CM0021846



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio KCNQ2 convalidato per Western Blot (WB) ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Per lo studio dell'eccitabilità neuronale e della corrente M. O43526.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNQ2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HN5PC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3785
GeneID	3785
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 466-665 di KCNQ2 umano (NP_742105.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43526
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Borsa ghiaccio