

Anticorpo Policlonale Anti-Kcns3 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bq31

Numero articolo: CM0027487

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di grado di ricerca targeting KCNS3 (Kv9.3), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Per studi sulla regolazione dei canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNS3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KV9.3; KCNS3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	3790
GenelD	3790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di KCNS3 umano (NP_002243.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQ31
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio