


Anticorpo Policlonale Anti-Kctd15 Per Wb E Elisa - Q96Si1

Numero articolo: CM0026591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCTD15 umano. Immunogeno proteina di fusione ricombinante; validato per WB e ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Rileva una banda di ~32 kDa. Utile per lo studio della formazione della cresta neurale e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCTD15 Coniglio pAb
Note/Alias	KCTD15
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79047
Gene ID	79047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-234 di KCTD15 umano (NP_076981.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96SI1
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio