


Anticorpo Monoclonale Anti-Kctd9 Per Wb, Elisa - Q7L273

Numero articolo: CM0003595



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che mira all'umano KCTD9 (BTBD27), un adattatore ligasi E3 ubiquitina contenente il dominio BTB/POZ. Validato per WB ed ELISA in campioni umani. Ideale per lo studio delle vie di degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCTD9 Rabbit mAb
Note/Alias	BTBD27; KCTD9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54793
Gene ID	54793
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'umano KCTD9 (Q7L273)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q7L273
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio