


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm1 (Lsd1) Per Wb, Ihc-P - O60341

Numero articolo: CM0024250



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KDM1 (LSD1) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	KDM1 Rabbit pAb
Note/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23028
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-380 di KDM1 umano (NP_055828.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60341
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio