


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm1 Per Wb, Ip, Elisa - O60341

Numero articolo: CM0015589



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-KDM1 (O60341) di alta qualità per WB, IP ed ELISA, con ampia reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione epigenetica, sul cancro e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM1 Rabbit pAb
Note/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	23028
ID del gene	23028
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 365-515 della KDM1 umana (NP_055828.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O60341
Peso della proteina	93 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante