


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Kdm1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60341

Numero articolo: CM0022749



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-KDM1A validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Specifico per la lisina-specifica istone demetilasi 1A umana, di topo e ratto. Fondamentale per la ricerca sulla regolazione epigenetica e l'espressione genica. - O60341

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KDM1A Rabbit pAb
Note/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
Specie	Umana
GenelD (Umana)	23028
GenelD	23028
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-380 della KDM1A umana (NP_055828.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60341
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio