


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kdm1/Lsd1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60341

Numero articolo: CM0006751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro KDM1/LSD1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca sull'epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM1/LSD1 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23028
GeneID	23028
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-275 del KDM1/LSD1 umano (NP_055828.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, scimmia
SWISS	O60341
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio