


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm2A Per Wb, Elisa - Q9Y2K7

Numero articolo: CM0023008



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KDM2A, prodotto contro un peptide sintetico dell'estremità N-terminale della KDM2A umana. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Target di una demetilasi degli istoni che regola la cromatina e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	KDM2A Rabbit pAb
Note/Alias	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LILINA; KDM2A
Specie	Umana
GeneID (umano)	22992
GeneID	22992
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della KDM2A umana (NP_036440.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9Y2K7
Peso della proteina	133kDa
Spedizione	Borsa refrigerante