

Anticorpo Policlonale Anti-Kdm2B Per Wb Ed Elisa - Q8Nhm5

Numero articolo: CM0019728



introduzione

KDM2B Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per western blot ed ELISA, diretto contro la demetilasi 2B specifica per la lisina umana. Ideale per la ricerca epigenetica e gli studi sulla biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM2B Rabbit pAb
Note/alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
Specie	Umana
GeneID (umana)	84678
GeneID	84678
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 della KDM2B umana (XP_011537177.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8NHM5
Peso della proteina	153 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante