

Anticorpo Policlonale Anti-Kdm2B (Validato Kd) Per Wb E Elisa - Q8Nhm5

Numero articolo: CM0025014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KDM2B umano (Lisina-specifica demetilasi 2B), validato per Western blot e ELISA. Adatto per la biologia della cromatina e la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] KDM2B pAb Coniglio
Note/Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
Specie	Umano
Gene ID	84678 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante (aa 1059-1336 di KDM2B umano)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8NHM5
Peso Proteico	153 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio