

Anticorpo Policlonale Anti-Kdm3A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4C1

Numero articolo: CM0013304

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva KDM3A umano (JMJD1A, TSGA), una istone H3 Lis-9 demetilasi di 147kDa. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca su cromatina e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KDM3A Rabbit pAb
Note/Alias	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	55818
GenelD	55818
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 975-1283 di KDM3A umano (NP_060903.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y4C1
Peso Proteico	147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio