


## Anticorpo Policlonale Anti-Kdm3B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Lbc6

Numero articolo: CM0019208



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la KDM3B umana (Lisina-specifica demethylasi 3B). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Utile per la ricerca sulla regolazione della cromatina e l'epigenetica. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | KDM3B pAb di coniglio                                                                                                                                     |
| Note / Alias        | 5qNCA; DIJOS; NET22; CSorf7; JMJD1B; KDM3B                                                                                                                |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                     |
| GeneID (Umana)      | 51780                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 51780                                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-600 della KDM3B umana (NP_057688.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                                                     |
| SWISS               | Q7LBC6                                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 192 kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Ghiaccio secco                                                                                                                                            |