

Anticorpo Monoclonale Anti-Kdm4A Per Wb, Elisa - O75164

Numero articolo: CM0008601



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la KDM4A umana (JMJD2A), una demetilasi degli istoni importante nella regolazione della cromatina. Validato per Western blot (WB) ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Adatto per studi epigenetici e di espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM4A Rabbit mAb
Note/alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	9682
ID del gene	9682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-650 della KDM4A umana (O75164)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O75164
Peso della proteina	121 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante