


Anticorpo Monoclonale Anti-Kdm4B/Jmjd2B Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O94953

Numero articolo: CM0010302



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro KDM4B/JMJD2B (O94953), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP in umano, topo e ratto. KDM4B demetila l'istone H3 lisina 9 trimetilato, svolgendo un ruolo nella regolazione della cromatina e nello sviluppo del SNC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KDM4B/JMJD2B Rabbit mAb
Note/Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	23030
GeneID	23030
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di KDM4B/JMJD2B umano (O94953).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94953
Peso Proteico	122 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio