


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm4B/Jmjd2B Per Wb - 094953

Numero articolo: CM0029992



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KDM4B/JMJD2B umano, validato per WB e ELISA. Adatto per campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca epigenetica e neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KDM4B/JMJD2B Rabbit pAb
Note/Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23030
GeneID	23030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-365 di KDM4B/JMJD2B umano (NP_055830.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	094953
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio