


Anticorpo Policlonale Anti-Kdm4C Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H3R0

Numero articolo: CM0024717



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KDM4C (JMJD2C/GASC1) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi epigenetici e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio KDM4C
Note/Alias	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23081
GeneID	23081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 640-830 di KDM4C umano (NP_055876.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3R0
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio