

## Anticorpo Policlonale Anti-Kdm5A Per Wb, Ip, Elisa, Chip - P29375

Numero articolo: CM0029209



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro KDM5A umano (RBP2/RBBP2), validato per WB, IP, ELISA e ChIP. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Mira alla demetilasi specifica della lisina 5A, una demetilasi delle istone coinvolta nella regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                               |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome del prodotto   | KDM5A Coniglio pAb                   |
| Osservazioni/Alias  | RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A           |
| Specie              | Umano                                |
| GenelD              | 5927                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante di KDM5A umano |
| Fonte               | Coniglio                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA, ChIP                  |
| Reattività crociata | Umano, Ratto                         |
| SWISS               | P29375                               |
| Peso proteico       | 192kDa                               |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                   |