


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm5B [Convalidato Ko] Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

Numero articolo: CM0029608



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KDM5B, convalidato KO, per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce KDM5B (Lysine-specific demethylase 5B) umano e murino. Ideale per ricerche sulla modificazione della cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] KDM5B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10765
GeneID	10765
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 784-883 di KDM5B umano (NP_006609.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UGL1
Peso proteico	176 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio