


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm5C Per Wb E Elisa - P41229

Numero articolo: CM0013097



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KDM5C umano, convalidato per WB e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della demetilazione delle istone e della regolazione trascrizionale. SWISS: P41229.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM5C Rabbit pAb
Note/Alias	MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSCJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8242
ID Gene	8242
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1400 al C-terminus di KDM5C umano (XP_011529128.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41229
Peso proteico	176kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio