

Anti-Kdm6A (Utx) Rabbit Mab [Kd Validated] Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

Numero articolo: CM0005411



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-KDM6A di alta qualità convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce il KDM6A endogeno umano, murino e ratto. Fornisce un rilevamento affidabile della demetilasi 6A specifica per lisina (UTX) per la ricerca epigenetica e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] KDM6A Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	UTX; KABUK2; bA386N14.2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7403
GeneID	7403
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 611-710 del KDM6A umano (NP_066963.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15550
Peso proteico	154kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio