


Anticorpo Policlonale Anti-Kdm7A Per Ihc-P Ed Elisa - Q6Zmt4

Numero articolo: CM0019132



introduzione

Anticorpo KDM7A policlonale di coniglio validato per IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. 106kDa. Adatto per lo studio della demetilazione degli istoni e della regolazione della cromatina nello neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KDM7A Rabbit pAb
Note/Alias	JHDM1D; KDM7A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80853
GeneID	80853
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 840-941 di KDM7A umano (NP_085150.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZMT4
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio