

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm7A Per Wb, Elisa - Q3Uwm4

Numero articolo: CM0013136

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KDM7A per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata con l'uomo. La demetilasi 7A specifica per la lisina regola la metilazione degli istoni, essenziale per lo sviluppo cerebrale e la dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM7A Rabbit pAb
Note/Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Specie	Topo
GeneID (umano)	80853
GeneID (topo)	338523
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di KDM7A di topo (NP_001028602.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q3UWM4
Peso della proteina	106 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante