

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm8 (Jmjd5) Per Wb, Elisa - Q8N371

Numero articolo: CM0016821



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KDM8 (JMJD5) per WB, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studi di biologia della cromatina, ciclo cellulare e ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KDM8 Rabbit pAb
Note/Alias	JMJD5; KDM8
Specie	Umano
ID Gene	79831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 147-416 di KDM8 umano (NP_079049.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8N371
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio