

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Keap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14145

Numero articolo: CM0023531



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KEAP1, validato per WB, IF/ICC, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e la via di segnalazione NRF2. SWISS: Q14145.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	KEAP1 Rabbit pAb
Note / Alias	INrf2; KLHL19; KEAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9817
ID gene	9817
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 301-400 della KEAP1 umana (NP_036421.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14145
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio