

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Keap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14145

Numero articolo: CM0019198



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro la KEAP1 umana (proteina 1 associata a ECH simile a Kelch), il sensore dello stress ossidativo. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KEAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	INrf2; KLHL19; KEAP1
Specie	Umana
GeneID	9817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-510 della KEAP1 umana (NP_036421.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q14145
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante