

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Khdrbs1/Sam68 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Numero articolo: CM0029864



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia KHDRBS1/Sam68 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva uomo, topo, ratto. Ruoli chiave nella trasduzione del segnale, splicing alternativo e regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KHDRBS1/Sam68 Rabbit pAb
Note/Alias	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10657
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07666
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio