

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Khdrbs2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwx1

Numero articolo: CM0028552

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al KHDRBS2 umano (SLM1/SLM-1) per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato su campioni umani e murini. Ideale per studi sullo splicing alternativo e sulle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KHDRBS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	202559
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200 fino al terminale C del KHDRBS2 umano (NP_689901.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5VWX1
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio