

Anticorpo Policlonale Anti-Khdrbs3 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075525

Numero articolo: CM0029446



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a KHDRBS3 umano, convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata al topo. Ideale per la ricerca sulla regolazione dello splicing alternativo e sulle funzioni delle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KHDRBS3 Rabbit pAb
Note/Alias	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
Specie	Umano
Gene ID	10656
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 177-346 di KHDRBS3 umano (NP_006549.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	075525
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio