


Anticorpo Policlonale Anti-Khk Di Coniglio Per Wb, Elisa - P50053

Numero articolo: CM0026073



introduzione

Anticorpo Policlonale KHK di Coniglio per WB, ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Il bersaglio è la chetoesochinasi (fruttochinasi epatica) coinvolta nel metabolismo del fruttosio. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei carboidrati e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KHK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FRUCTU; KHK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3795
GeneID	3795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-298 di KHK umana (NP_000212.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50053
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio