

Anticorpo Policlonale Anti-Ki67 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46013

Numero articolo: CM0023343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Ki67 umano (proteina marcatrice della proliferazione). Validato per western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Progettato per supportare saggi di proliferazione cellulare e la scoperta di biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ki67 Rabbit pAb
Note/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Specie	Umano
GeneID	4288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-680 del Ki67 umano (NP_002408.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P46013
Peso Proteico	359 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio