

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ki67 Per If/Icc, Elisa - P46013

Numero articolo: CM0017811



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Ki67 umano (P46013), un marcatore di proliferazione. Convalidato per IF/ICC ed ELISA. Prodotto contro un peptide sintetico (aa 700-800). Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ki67 Rabbit pAb
Note/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4288
GeneID	4288
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 700-800 di Ki67 umano (NP_002408.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P46013
Peso proteico	359kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio