

Polymab® Rabbit Anti-Ki67 (Convalidazione Ko) Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Numero articolo: CM0005030

introduzione

PolymAb® Rabbit Anti-Ki67 (convalidazione KO), uno strumento essenziale per studi sulla proliferazione cellulare. Reagisce con Ki67 umano, di topo e di ratto. Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Proteina di ~350 kDa. - E9PVX6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ki67 Rabbit PolymAb® [KO Validated]
Annotazioni / Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Umana
ID gene (umano)	17345
ID gene	17345
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 della Ki67 umana (NP_002408.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	E9PVX6
Peso proteico	350kDa/359kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio