

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kiaa0196 (Washc5) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12768

Numero articolo: CM0024408

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce KIAA0196 umano (strumpellin, WASHC5), adatto per WB, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la dinamica dell'actina endosomiale mediata dal complesso WASH e il traffico proteico nella ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIAA0196 Rabbit pAb
Note/Alias	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
Specie	Umano
GeneID	9897 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-530 di KIAA0196 umano (NP_055661.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q12768
Peso Molecolare Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio