

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Kiaa0513 Per Wb, Elisa - O60268

Numero articolo: CM0019122

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro KIAA0513 umano (Proteina non caratterizzata KIAA0513), validato per Western blot e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto, è adatto per studi di neuroscienza e sulle proteine cerebrali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	KIAA0513 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	KIAA0513
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-301 di KIAA0513 umano (NP_001273494.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60268
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio