

Anticorpo Policlonale Anti-Kiaa1456 Per Wb - Q9P272

Numero articolo: CM0024142

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KIAA1456/TRMT9B, una probabile tRNA metiltransferasi con funzione soppressore tumorale. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sull'epitranscrittomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIAA1456 Rabbit pAb
Note/Alias	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
Specie	Umano
GeneID	57604
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di KIAA1456 umano (NP_065895.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P272
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio