

Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Tcg1

Numero articolo: CM0015031



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting KIAA1524 (CIP2A) umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per studi di inibizione della PP2A, stabilizzazione del MYC e ricerca sull'instabilità del genoma in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIAA1524 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p90; NOCIVA; KIAA1524
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57650
GenelD	57650
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 681-905 del KIAA1524 umano (NP_065941.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8TCG1
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio