

Anticorpo Policlonale Anti-Kif13A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1H9

Numero articolo: CM0013709

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KIF13A umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Adatto per lo studio del trasporto intracellulare mediato dalle chinesine, della biogenesi dei melanosomi e della citocinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIF13A Rabbit pAb
Note/Alias	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
Specie	Umano
GeneID (umano)	63971
GeneID	63971
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1300-1600 di KIF13A umano (NP_001099036.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H1H9
Peso della proteina	202 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante