

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kif14 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15058

Numero articolo: CM0015068

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-KIF14 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva KIF14 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla divisione cellulare, citochinesi e apoptosi. Ideale per studi sulla funzione del motore dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIF14 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MKS12, MCPH20, KIF14
Specie	Umano
Gene ID	9928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1399-1648 del KIF14 umano (NP_055690.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15058
Peso proteico	186kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio