

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kif17 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9P2E2

Numero articolo: CM0019129

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro KIF17 umano, convalidato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva KIF17 umano, di topo e ratto. Ideale per lo studio del traffico ciliare e del trasporto neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIF17 Rabbit pAb
Note/Alias	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	57576
GenelD	57576
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-660 di KIF17 umano (NP_001116291).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2E2
Peso proteico	115 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio