

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kif19 Per Wb, Elisa - Q2Tac6

Numero articolo: CM0018088

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KIF19 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con KIF19 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli e delle ciglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF19 Rabbit pAb
Note/Alias	KIF19A; KIF19
Specie	Umano
GenelD (Umano)	124602
GenelD	124602
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q2TAC6
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio