

Anticorpo Policlonale Anti-Kif20A Per Wb, Elisa - O95235

Numero articolo: CM0015901



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KIF20A validato per WB ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Rileva una proteina di 100 kDa coinvolta nella mitosi e nella dinamica dell'apparato di Golgi. Ideale per la ricerca in biologia cellulare e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KIF20A Rabbit pAb
Note/Alias	RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A
Specie	Umana
GeneID (umano)	10112
GeneID	10112
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 591-890 della KIF20A umana (NP_005724.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95235
Peso della proteina	100 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio