

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kif20B Per Wb, Elisa - Q96Q89

Numero articolo: CM0015843

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KIF20B umano, specificamente la sua regione C-terminale. Validato per applicazioni di Western blot e ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della citochinesi, della polarizzazione neuronale e del cancro alla vescica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF20B Rabbit pAb
Note/Alias	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9585
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1200-1500 di KIF20B umano (NP_057279.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Q89
Peso Proteico	211kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio