

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kif22 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14807

Numero articolo: CM0023540



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro KIF22 (KID, KNSL4) rileva campioni umani e di topo. Adatto per Western blot, immunoistochimica e ELISA. Bersaglia una proteina simile alla chinesina mitotica; utile per la ricerca sulla divisione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIF22 Rabbit pAb
Note/Alias	KID; OBP; KNSL4; OBP-1; OBP-2; SEMDJL2; A-328A3.2; KIF22
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3835
GeneID	3835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 456-665 della KIF22 umana (NP_015556.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q14807
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio