

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Kif23 Per Wb, Ip, Elisa - Q02241

Numero articolo: CM0009966



introduzione

Anticorpo monoclonale con coniglio contro KIF23 umano (MKLP1), validato per Western blotting (WB), immunoprecipitazione (IP) ed ELISA. Riconosce KIF23 umano e di ratto, con un peso molecolare previsto di ~110 kDa. Adatto per studi sulla citochinesi e divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb con coniglio KIF23
Note/Alias	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDAIII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9493
GeneID	9493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 801-960 di KIF23 umano (Q02241)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q02241
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio