

Anticorpo Policlonale Anti-Kif2A Per Wb Ed Elisa - 000139

Numero articolo: CM0019989



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KIF2A validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva KIF2A umano, di topo, di ratto (~80kDa). Adatto per la ricerca sulla mitosi e sullo sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF2A Rabbit pAb
Note/Alias	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3796
ID Gene	3796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-220 di KIF2A umano (NP_004511.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00139
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio