


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Kif2C/Mcak Per Wb, Elisa - Q99661

Numero articolo: CM0005145



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al KIF2C/MCAK umano (proteina chinasi-simile KIF2C, chinasi associata al centromero mitotico). Adatto per WB ed ELISA. Uso nella ricerca sulla mitosi, segregazione cromosomica e dinamiche cinetocoro-microtubulo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF2C/MCAK Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11004
GeneID	11004
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del KIF2C/KIF2C/MCAK umano (Q99661).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q99661
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio