

Anticorpo Policlonale Anti-Kif3A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y496

Numero articolo: CM0029767

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio KIF3A per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva KIF3A, una proteina motrice dei microtubuli coinvolta nella formazione del ciglio primario e nel trasporto intracellulare. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIF3A pAb Coniglio
Note/Alias	FLA10; KLP-20; KIF3A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11127
ID Gene	11127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 430-699 del KIF3A umano (NP_008985.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y496
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio